

CompuFlo Epidural Instrument Setup Anleitung®



Schalten Sie das CompuFlo-Instrument ein.



Nehmen Sie das Einwegpaket heraus.



Schließen Sie die aufgezoogene NaCl 0,9% Spritze an den Drucksensor an.



Setzen Sie die Spritze in den Spritzenbehälter ein, bis sie vollständig sitzt.



Setzen Sie den ID-Adapter fest in den ID-Adapteranschluss auf der rechten Seite des Geräts ein.



Wählen Sie die gewünschte Epiduralnadelgröße aus.



Genehmigen Sie die Auswahlmöglichkeiten. Die automatische Reinigung beginnt und füllt den Verlängerungsschlauch mit Flüssigkeit.